

Centrifugeuse de paillasse haute vitesse CFG-17H

Réf. : CFG-17H

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor	Vitesse max.	RCF max.	Capacité	Taille tube
N°1 angulaire	16500 tr/min	18400 ×g	12×1,5/2 mL	Ø10×42 mm
N°2 angulaire	15000 tr/min	21380 ×g	24×1,5/2 mL	Ø10×42 mm
N°3 angulaire	13000 tr/min	19080 ×g	48×0,5 mL / 32×1,5/2 mL	Ø8×32 mm
N°4 angulaire	12000 tr/min	15370 ×g	8×15 mL / 48×1,5 mL	Ø10×42 mm
N°5 angulaire	12000 tr/min	10100 ×g	12×5 mL	Ø13×53 mm
N°6 angulaire	12500 tr/min	16060 ×g	12×10 mL	Ø16×83 mm
N°7 angulaire	12000 tr/min	15130 ×g	6×50 mL	Ø29×120 mm
N°8 angulaire	10000 tr/min	10620 ×g	4×100 mL	Ø28×119 mm
N°10 microplaque	4000 tr/min	2000 ×g	2×2×48 puits	Ø17×121 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran tactile haute définition de 5 pouces, interface intuitive et facile à utiliser.

Système de commande à 9 niveaux d'accélération et 10 de décélération, centrifugation stable et efficace avec suspension secondaire minimale.

Mémorisation de 15 groupes de programmes.

Moteur AC à variation de fréquence pour un contrôle précis de la vitesse et de hautes performances ; compresseur importé respectueux de l'environnement.

Commutation libre vitesse / RCF.

Conduit d'air spécial maintenant le rotor à température normale pour des performances optimales.

Rotor étanche empêchant la libération d'aérosols pendant la centrifugation.