

Centrifugeuse pour pétrole brut

Réf. : CFG-5C0

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse max	FCR max	Capacité
CFG-5C0	5 000 tr/min	4 730 ×g	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse pour pétrole brut destinée à la détermination de la teneur en eau et en sédiments (BS&W). Godets chauffants pour tubes coniques selon les méthodes pétrolières.