

Centrifugeuses pour poches de sang

Réf. : CFG-BB6L • CFG-BB6 • CFG-BB7 • CFG-BB6

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse max	FCR max	Capacité
CFG-BB6L / CFG-BB6 / CFG-BB7	8 000 tr/min	14 551 ×g	4 1000 mL Swing Rotor
CFG-BB6	6 000 tr/min	6 600 ×g	1000 mL 6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La centrifugeuse pour poches de sang est spécialement conçue pour la centrifugation du sang et des produits sanguins. Elle se compose d'une partie rotative et d'une partie de commande

la poche est placée dans la partie rotative, la commande réglant la vitesse et le temps.

Caractéristiques :

Moteur à fréquence variable sans balais à couple élevé, sans entretien, à montée en vitesse rapide.

Entraînement par arbre flexible (entraînement direct du rotor)

protection du moteur, contrôle de vitesse précis, fonctionnement stable, faibles vibrations et bruit.

Structure tout acier avec chambre en inox 304 et protection multicouche.

Réduction des vibrations à trois niveaux et équilibrage automatique.

Microprocesseur pour un contrôle précis, affichage numérique rouge, programmation par boutons.

Verrou de porte à aspiration électrique automatique et ouverture d'urgence pour plus de sécurité.

Rotor en aluminium aéronautique, surface anticorrosion et haute résistance, bonne conduction thermique et protection des échantillons

