

Centrifugeuse de paillasse réfrigérée haute vitesse CFG-16HRII

Réf. : CFG-16HRII



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor	Type	Volume max.	Vitesse max.	RCF max.
N° 05184	Angulaire	40×0,2 mL	16000 tr/min	19040 ×g
N° 05185	Angulaire	24×0,5 mL	16000 tr/min	18480 ×g
N° 05105	Angulaire	30×0,5 mL	13000 tr/min	13900 ×g
N° 05106	Angulaire	40×0,5 mL	13000 tr/min	17210 ×g
N° 05186	Angulaire	12×1,5/2 mL	—	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette centrifugeuse réfrigérée haute vitesse est utilisée pour les bactéries, la précipitation des protéines, etc. Elle propose de nombreux rotors angulaires (jusqu'à 40×0,2 mL à 16000 tr/min, 19040 ×g).