

Centrifugeuse réfrigérée basse vitesse grande capacité CFG-6LLR

Réf. : CFG-6LLR

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-6LLR
Vitesse maximale	6000 tr/min
RCF max.	6680 ×g
Capacité maximale	6×1000 mL
Rotor angulaire n°38	6×500 mL (6000 tr/min), RCF 6680 ×g
Rotor oscillant n°70	6×1000 mL (4200 tr/min), RCF 5030 ×g (godets ronds/carrés)
Précision de vitesse	±20 tr/min
Minuterie	0–99 h 59 min 59 s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette centrifugeuse réfrigérée basse vitesse à grande capacité est un instrument intelligent avancé. Vitesse max. 6000 tr/min, RCF max. 6680 ×g, capacité 6×1000 mL. Rotor angulaire n°38 (6×500 mL, 6000 tr/min, 6680 ×g) et rotor oscillant n°70 (6×1000 mL, 4200 tr/min, 5030 ×g, godets ronds ou carrés).