

Centrifugeuse réfrigérée basse vitesse grande capacité CFG-8LLR

Réf. : CFG-8LLR

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-8LLR
Vitesse maximale	8000 tr/min
RCF max.	12160 ×g
Capacité maximale	6×2400 mL (14,4 L)
Précision de vitesse	±20 tr/min
Minuterie	0–99 h 59 min 59 s
Plage de température	-20 à 40 °C
Précision de température	±1 °C
Compresseur	Haute performance, réfrigérant sans CFC
Niveau sonore	≤58 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette centrifugeuse réfrigérée à grande capacité (conception 14,4 L) permet une séparation de grands volumes. Vitesse max. 8000 tr/min, RCF max. 12160 ×g, capacité 6×2400 mL, plage de température -20 à 40 °C, compresseur haute performance à réfrigérant sans CFC, faible bruit (≤58 dB).