

Centrifugeuse de paillasse réfrigérée haute vitesse CFG-T18HR

Réf. : CFG-T18HR

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-T18HR
Vitesse maximale	18500 tr/min
RCF max.	23800 ×g
Capacité maximale	100 mL×4
Moteur	AC à conversion de fréquence
Précision de vitesse	±30 tr/min
Réglage du temps	1 min–99 min 59 s ; continu (Hold)
Plage de température	-20 à 40 °C
Précision de température	±1,0 °C
Afficheur	Écran tactile HD 5"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Interface conviviale	écran tactile haute définition 5 pouces.
Contrôle optimal	9 paliers d'accélération et 10 de décélération pour éviter la perturbation des échantillons.
Commodité programmable	mémorisation jusqu'à 15 programmes.

