

Centrifugeuse de paillasse réfrigérée haute vitesse CFG-T21HR

Réf. : CFG-T21HR

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-T21HR
Vitesse maximale	21000 tr/min
RCF max.	31600 ×g
Capacité maximale	750 mL×4
Précision de vitesse	±20 tr/min
Réglage du temps	0–99 h 59 min 59 s
Plage de température	-20 à 40 °C
Précision de température	±1 °C
Compresseur	Importé haute performance, réfrigérant sans fluor
Afficheur	Écran tactile HD 5"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

Écran tactile HD 5 pouces	utilisation simple et intuitive.
Accélération et décélération réglables	évite la perturbation des échantillons.
Mémorisation programmable	accès pratique aux réglages fréquents.

Compresseur importé haute performance, réfrigérant sans fluor.