

Centrifugeuse réfrigérée sur pied haute vitesse (CFG-DF21HR / CFG-DF25HR)

Réf. : CFG-DF21HR • CFG-DF25HR



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor	Vitesse max.	Volume max.	RCF max.
Angulaire	25000 tr/min	24×1,5/2,0 mL	64800 ×g
Angulaire	23000 tr/min	18×1,5 mL	60460 ×g
Angulaire	23000 tr/min	18×10 mL	60460 ×g
Angulaire	20000 tr/min	8×50 mL	46420 ×g
Angulaire	13000 tr/min	8×100 mL	19830 ×g
Angulaire	10000 tr/min	6×500 mL	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette série de centrifugeuses réfrigérées est constituée d'instruments intelligents avancés.

Caractéristiques :

Entraînement par moteur AC sans balais à fréquence variable avec freinage SOFT évitant la remise en suspension.

Contrôle de vitesse temps d'accélération à la vitesse maximale d'environ quelques minutes.

Large choix de rotors angulaires (jusqu'à 25000 tr/min, 64800 ×g).