

Centrifugeuse réfrigérée sur pied haute vitesse (CFG-F24HR / CFG-F24HRI)

Réf. : CFG-F24HR • CFG-F24HRI

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor angulaire	Capacité	Vitesse max. F24HR	Vitesse max. F24HRI	RCF max.
H0.512	12×0,5 mL	23000 tr/min	24000 tr/min	32625 ×g
H0.524	24×0,5 mL	18000 tr/min	18000 tr/min	24631 ×g
H0212	12×1,5/2,2 mL	22000 tr/min	23000 tr/min	36795 / 40217 ×g
H0224	24×1,5/2,2 mL	16500 tr/min	16500 tr/min	25871 ×g
H0236	36×1,5/2,2 mL	14000 tr/min	14000 tr/min	34237 ×g
H0512	12×5 mL	16500 tr/min	16500 tr/min	25871 ×g
H1012	12×10 mL	15000 tr/min	15000 tr/min	22891 ×g
H1508	8×15 mL	12500 tr/min	12500 tr/min	15721 ×g
H30068	6×30 mL	15000 tr/min	15000 tr/min	21885 ×g
H5006	6×50 mL	13000 tr/min	13000 tr/min	19838 ×g
H8504	4×100 mL	12000 tr/min	12000 tr/min	16904 ×g
H0.548	48×0,5 mL	16000 tr/min	16000 tr/min	22324 ×g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Centrifugeuse polyvalente avec plusieurs options de rotor (angulaire fixe, oscillant, microplaque).

Commande par écran tactile couleur et boutons physiques. Système de refroidissement par air.

Afficheur LCD

réglage aisé et visualisation du modèle de rotor, de la température, du temps, de la RCF et du régime.

Moteur AC sans balais sans entretien, durable et fiable.

Double couvercle et verrous pour une sécurité renforcée pendant la rotation.

Rampes d'accélération et de freinage réglables, jusqu'à 15 niveaux de vitesse.

Minuterie à rebours au régime réglé et spin court par simple touche.

Détection automatique de balourd avec alarme sonore et protection contre la survitesse.

Réglage des paramètres en cours de fonctionnement (hors programmation).

Pré-refroidissement rapide

la chambre atteint 4 °C depuis la température ambiante en 10 minutes avec le compresseur Danfoss.

Fonction veille maintenant une température constante.