

Chambre de croissance végétale (ICB-250L / ICB-350L / ICB-450L)

Réf. : ICB-250L • ICB-350L • ICB-450L

Germination Effect Display



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-250L	ICB-350L	ICB-450L
Capacité (L)	250	350	450
Plage de température	Avec éclairage 10–60 °C ; sans éclairage 4–60 °C	Avec éclairage 10–60 °C ; sans éclairage 4–60 °C	Avec éclairage 10–60 °C ; sans éclairage 4–60 °C
Fluctuation	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Uniformité	±1 °C	±2 °C	±2 °C
Éclairage	0–12000 lx	0–15000 lx	0–20000 lx
Contrôle d'éclairage	6 niveaux relatifs	6 niveaux relatifs	6 niveaux relatifs
Circulation / capteur / régulateur	Convection forcée / PT100 / PID	Convection forcée / PT100 / PID	Convection forcée / PT100 / PID
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	560×420×1050	560×530×1200	700×530×1210
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	660×660×1700	670×730×1880	810×790×1890
Étagères	3	3	4
Réfrigérant	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette chambre de croissance végétale est prisee dans de nombreux domaines scientifiques. Elle offre des conditions contrôlées idéales pour la culture et l'étude des plantes, des micro-organismes et d'autres échantillons. L'incubateur

végétal à éclairage permet un contrôle précis de l'éclairage, de la température, de l'humidité et d'autres paramètres pour une recherche reproductible et de haute qualité.