

Chambres de photostabilité pharmaceutique

Réf. : MSTC-150TPS1 • MSTC-500TPS2 • MSTC-500TPS3 • MSTC-1000TPS3 • MSTC-150LTPS • MSTC-500LTPS2

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de température	Humidité	Volume
MSTC-150TPS1 / MSTC-500TPS2 / MSTC-500TPS3 / MSTC-1000TPS3 / MSTC-150LTPS / MSTC-500LTPS2	15 à 50 °C	—	150 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chambres d'essai de photostabilité pharmaceutique conformes aux exigences ICH Q1B. Contrôle de la température, de l'humidité et de l'éclairement (UV et lumière visible) pour les tests de stabilité des médicaments.