

Chromatographe en phase gazeuse GC-901

Réf. : GC-901



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Précision de température du four	$\leq \pm 0.01^{\circ}\text{C}$
Programmation du four	16-phase
Plage de temps du four	0-999.9min
Dimensions (L×P×H) (mm)	560×560×485

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chromatographe de laboratoire pour la séparation, l'identification et le dosage des composants d'un échantillon.