

# Chromatographe ionique IC-1200

Réf. : IC-1200



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique              | Valeur                        |
|------------------------------|-------------------------------|
| Matériau de la tête de pompe | Inert PEEK material pump head |
| Plage de débit               | 0.001-10.000 mL/min           |
| Pression maximale            | ≥35 MPa                       |
| Stabilité du débit           | ≤0.1% (at 1.0 mL/min)         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chromatographe de laboratoire pour la séparation, l'identification et le dosage des composants d'un échantillon.