

Hotte de pesée (PSM classe I) BSC-I-WH900 / WH1300

Réf. : BSC-I-WH900 / BSC-I-WH1300



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)	Vitesse d'air moyenne
BSC-I-WH900	900×620×880	880×520×600	0,3–0,45 m/s
BSC-I-WH1300	1300×620×880	1280×520×600	0,3–0,45 m/s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hotte de pesée de classe I destinée à la manipulation et à la pesée de poudres, protégeant l'opérateur et l'environnement. Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD, vitesse d'air moyenne 0,3–0,45 m/s, indicateur de durée de vie du filtre HEPA.