

Poste de sécurité microbiologique classe II A2 série BSC-IIA2

Réf. : Série BSC-IIA2 (1100 → 1800)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)
BSC-IIA2-1100	1050×780×2130	950×626×600
BSC-IIA2-1300	1300×780×2130	1200×626×600
BSC-IIA2-1400	1400×780×2130	1300×626×600
BSC-IIA2-1500	1500×780×2130	1400×626×600
BSC-IIA2-1800	1800×780×2130	1700×626×600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le poste de sécurité microbiologique de classe II A2 est un équipement d'isolement biologique protégeant l'opérateur, le produit et l'environnement. Recirculation d'air à 70 %, filtration HEPA. Ouverture testée à une hauteur de sécurité de 200 mm (8"), ouverture max 400 mm.