

Poste de sécurité microbiologique classe II B2 série BSC-IIB2

Réf. : Série BSC-IIB2 (1100 → 1800)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)
BSC-IIB2-1100	1050×780×2180	950×626×600
BSC-IIB2-1400	1400×780×2180	1300×626×600
BSC-IIB2-1500	1500×780×2180	1400×626×600
BSC-IIB2-1800	1800×780×2180	1700×626×600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le poste de sécurité microbiologique de classe II B2 est un équipement d'isolement biologique à évacuation totale de l'air (100 %, sans recirculation), adapté aux manipulations avec produits chimiques volatils et radionucléides. Écran tactile LCD, filtration HEPA. Ouverture testée à 200 mm (8"), ouverture max 400 mm.