

Poste de sécurité microbiologique classe II A2 BSC-IIA2-1500HE

Réf. : BSC-IIA2-1500HE

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BSC-IIA2-1500HE
Dimensions externes (L×P×H)	1500×780×2130 mm
Dimensions internes (L×P×H)	1300×626×600 mm
Ouverture testée	Hauteur de sécurité 200 mm (8")
Ouverture max	600 mm
Hauteur du plan de travail	800 mm
Système de contrôle	Écran tactile LCD
Mode de flux d'air	70 % de recirculation, filtre ULPA
Alarmes	Vitesse d'air anormale, défaut filtre ULPA, défaut lampe UV, vitre à hauteur non sûre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poste de sécurité microbiologique de classe II A2 protégeant l'opérateur, le produit et l'environnement. Recirculation d'air à 70 %, filtre ULPA, écran tactile LCD. Alarmes

vitesse d'air anormale, défaut de filtre ULPA, défaut de lampe UV, vitre à hauteur non sûre.