

Analyseur de biochimie semi-automatique BA-S100C

Réf. : BA-S100C



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BA-S100C
Méthodes de test	1 point final, 2 points finaux (blanc échantillon), cinétique, temps fixe, coagulation
Optique	7 filtres standard : 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630 nm (2 en option)
Lampe	Lampe tungstène-halogène longue durée (6 V/10 W), fonction de veille automatique
Affichage	LCD TFT 7" tactile, 800×480 pixels
Imprimante	Imprimante thermique intégrée, papier 57 mm
Température	25, 30, 37 °C et température ambiante (par effet Peltier)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de biochimie semi-automatique à méthodes 1 point, 2 points (blanc échantillon), cinétique, temps fixe et coagulation. Écran tactile TFT 7" (800×480) et imprimante thermique intégrée.