

Incubateur CO₂ série AH (ICB-C60AH / C190AH / C270AH)

Réf. : Série ICB-CxxAH (C60AH / C190AH / C270AH)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Dim. internes (mm)	Dim. externes (mm)
ICB-C60AH	55	310×380×470	530×635×690
ICB-C190AH	185	500×570×650	715×820×870
ICB-C270AH	260	555×570×832	775×820×1055

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur CO₂ de la série AH spécialement conçu pour la fiabilité, avec système de chauffe sur six faces. Plage RT+3–60 °C, uniformité ±0,25 °C, fluctuation ±0,05 °C, précision ±0,1 °C.