

Incubateur CO₂ série AP (ICB-C40AP → ICB-C500AP)

Réf. : Série ICB-CxxAP (40 → 500 L)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Dim. internes (mm)	Dim. externes (mm)
ICB-C40AP	40	400×286×350	590×440×576
ICB-C80AP	80	400×450×500	590×687×790
ICB-C150AP	150	480×530×610	670×767×880
ICB-C190AP	190	520×530×690	708×710×1030
ICB-C240AP	240	600×630×670	788×837×940
ICB-C500AP	500	700×650×1100	880×860×1500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur CO₂ de la série AP à chauffe par enveloppe d'air (régulation PID micro-informatique), décliné de 40 à 500 L.