

Incubateur CO₂ série CA / CW (chambre inox 304)

Réf. : Série ICB-CA / ICB-CW

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPECIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Dim. internes (mm)
ICB-CA50 (UV)	50	400×350×350
ICB-CA80 (UV)	80	400×450×500
ICB-CA150 (UV)	150	480×530×610
ICB-CA190 (UV)	190	520×530×690
ICB-CA240 (UV)	240	600×630×670
ICB-CW30 (UV)	30	290×290×310
ICB-CW80 (UV)	80	400×400×500
ICB-CW150 (UV)	150	500×500×650

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur CO₂ à conception ergonomique et chambre en acier inoxydable 304 poli, avec angles semi-circulaires. Décontamination UV en option (versions « UV »).