

Incubateur CO₂ série ICB-CA (C160A / C195A / C185W)

Réf. : ICB-C160A / ICB-C195A / ICB-C185W



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Chauffe	Dim. internes (mm)
ICB-C160A	160	Enveloppe d'air	480×480×698
ICB-C195A	195	Enveloppe d'air	500×500×780
ICB-C185W	185	Enveloppe d'eau	490×490×770

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur CO₂ à système de chauffe sur six faces par enveloppe d'air (modèles A) ou d'eau (modèle W). Plage RT+5–60 °C, CO₂ 0–20 %.