

Incubateur CO₂ 170 L ICB-170

Réf. : ICB-170

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-170
Type de chauffe	Chauffe directe et double enveloppe d'air
Plage de température	RT+3–55 °C
Uniformité de température	≤±0,3 °C
Précision de température	<±0,1 °C
Temps de récupération	≤10 min
Température ambiante admissible	18–34 °C
Régulation CO ₂	PID micro-informatique
Plage de CO ₂	0–20 %
Précision de CO ₂	±0,1 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur CO₂ de 170 L à chauffe directe et double enveloppe d'air, régulation PID micro-informatique. Récupération de température ≤10 min.