

Compteur de colonies à grossissement 3× BCC-3 / BCC-3S

Réf. : BCC-3 • BCC-3S

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Counting Range	Diameter of the Counting Plate	Magnification	Alimentation	Consumption	Consumption of Lamp	Shipping Size (W×D×H)(mm)	N.W./G.W. (kg)
BCC-3	0~999	φ155mm	3 times (or 9 times)	AC 220 V, 50/60 Hz	40 W	15 W	470×410×540	8.6/13
BCC-3S	0~9999						470×410×540	8.6/13

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compteur de colonies bactériennes à grossissement 3× BCC-3 / BCC-3S, comptage semi-automatique sur boîtes de Petri.