

Compteur de colonies par analyse d'image BCC-S1

Réf. : BCC-S1

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Counter capacity	0~999
Active Display Window Character Height	13 mm
Dish Diameter	50~90 mm
Function	Induction Pressure Counting System
Optional	Light and dark background; USB 2.0 interface
Lamp Consumption	16W
Total Consumption	< 20W
Alimentation	AC 220/110V, 50/60Hz
Size(W×D×H)	255×180×110 mm
Shipping Size(W×D×H)	380×320×170 mm
N.W./G.W.	2.2/3.5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compteur de colonies par analyse d'image BCC-S1

comptage automatique des colonies par traitement d'image pour la microbiologie.