

Compteur de colonies bactériennes automatique BCC-2S

Réf. : BCC-2S

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Affichage	3-digit LED display
Counting Range	0~999
Counting Method	Pressure sensitive
Lighting	White LED array
Applicable Petri Dish	φ50, φ55, φ60, φ70, φ90
Magnification	3 times (or 9 times)
Protection Class	IP21
Allowable Relative Humidity	80%
Allowable Ambient Temperature	5~50°C
Alimentation	AC100~240V, 50/60Hz
Input Consumption	20W
Loupe Size	φ90mm/φ20mm
Shipping Size(W×D×H)(mm)	600×370×450
N.W./G.W. (kg)	7.3/15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compteur de colonies bactériennes automatique BCC-2S pour le comptage des colonies sur boîtes de Petri en microbiologie et contrôle qualité.