

Bain thermostaté - Thermostatic Bain thermostatés

Réf. : OWB-240

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Cuve
OWB-240	amb.-240 °C	Φ150×100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté au traitement isotherme d'échantillons en biologie, médecine et génie chimique

dosages d'activité enzymatique, culture cellulaire, préchauffage de réactifs, contrôle de réactions. Le contrôleur, séparé de l'unité principale, convient aux environnements exigeant une sécurité opérationnelle particulière.

Caractéristiques :

1. Éléments chauffants haute efficacité et régulation PID intelligente pour une chauffe uniforme et rapide.
2. Cuve en verre transparent permettant l'observation directe.