

# Étuve de séchage à température constante série TDO-N (convection naturelle)

Réf. : Série TDO-N (TDO-N45 → TDO-N270)



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle           | Capacité (L) | Plage de température | Convection |
|------------------|--------------|----------------------|------------|
| TDO-N45 / N45D   | 42           | 50–200 °C            | Naturelle  |
| TDO-N70 / N70D   | 70           | 50–200 °C            | Naturelle  |
| TDO-N140 / N140D | 135 / 137    | 50–200 °C            | Naturelle  |
| TDO-N220 / N270  | 224 / 270    | 50–200 °C            | Naturelle  |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage à température constante et convection naturelle, utilisée pour le séchage, la cuisson et la stérilisation. Plage 50–200 °C. Variantes « D » à affichage numérique.