

Bain-marie

Réf. : WB-1L1HP • WB-1L2HP • WB-2L4HP • WB-1L4HP

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Cuve
WB-1L1HP	amb.-100 °C	—
WB-1L2HP	amb.-100 °C	—
WB-2L4HP	amb.-100 °C	—
WB-1L4HP	amb.-100 °C	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le bain-marie électrique à température constante sert à la distillation, au séchage, à la concentration et au réchauffement de produits chimiques ou biologiques en laboratoire. Utilisable aussi en santé, écoles de médecine (analyse de sérums pathologiques), industries et unités de recherche pour une thermostatisation précise et un chauffage auxiliaire. Largement utilisé en surveillance environnementale, hygiène et prévention épidémique, médecine, biochimie, etc.