

## Bain-marie for Lab Use

Réf. : WB-1L2HPI

24 MONTH  
WARRANTY

CE FDA



### SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle    | Température         | Cuve |
|-----------|---------------------|------|
| WB-1L2HPI | amb.+5 °C to 100 °C | 5 L  |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En sciences de la vie, une régulation de température stable et fiable est la base d'expériences réussies. Le WB-1L2HPI est conçu pour de nombreuses applications — culture biologique, incubation d'échantillons, réactions de réactifs et prétraitement — offrant un environnement à température constante fiable.

Caractéristiques :

Système de protection contre la surchauffe et capteur anti-chauffe à sec, éliminant les risques de dommages par chauffe à sec et prévenant les pannes.