

Thermocycleur PCR à capteurs de contrôle indépendants PCR-TC4852T

Réf. : PCR-TC4852T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-TC4852T
Capacité	Double 48×0,2 ml
Plage de température	0–100 °C
Vitesse de chauffe	5 °C/s
Vitesse de refroidissement	4 °C/s
Uniformité	≤±0,2 °C
Précision	≤±0,1 °C
Résolution d'affichage	0,1 °C
Contrôle de température	Bloc / Tube
Vitesse de rampe réglable	0,1–5 °C
Plage de gradient	30–100 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Thermocycleur à double bloc (48×0,2 ml) et capteurs de contrôle de température indépendants, avec fonction de gradient (30–100 °C).