

Contrôleur de vide VC100

Réf. : VC100



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	VC100
Plage de consigne / mesure du vide	1–1000 mbar
Modes de contrôle	Point unique ; programmé
Programmes	5 programmes × 5 étapes (vide et temps)
Réglage / afficheur	Écran tactile / TFT 5"
Pression de surcharge du capteur	1500 mbar
Diamètre de raccord	8 mm
Parties au contact de la vapeur	PTFE, PP, silicone, céramique
Puissance	600 W
Pompe à vide compatible	≤400 W (50 Hz) / ≤500 W (60 Hz)
Alimentation	110–240 V, 50/60 Hz
Dimensions (l×P×H) (mm)	310×270×290

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contrôleur de vide pour la régulation précise de la dépression dans les procédés d'évaporation et de laboratoire. Réglage sur écran tactile 5" TFT, modes point unique ou programmé (jusqu'à 5 programmes de 5 étapes avec consigne de vide et de temps). Parties en contact avec la vapeur en PTFE, PP, silicone et céramique.