

Battery Réfrigérateur portable - Coolers & Réfrigérateurs

Réf. : CR-35F • CR-45F • CR-55F

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
CR-35F	-20 à 20 °C	32 L
CR-45F	-20 à 20 °C	42 L
CR-55F	-20 à 20 °C	52 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réfrigérateur portable embarqué (12/24 V et secteur) pour le transport de produits thermosensibles et vaccins.