

Réservoir d'azote liquide Cryobiobank

Réf. : LNC-350-326C • LNC-450-326C • LNC-550-445C • LNC-750-445C • LNC-850-465C

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Diamètre col	Autonomie
LNC-350-326C	55 L	326 mm	—
LNC-450-326C	55 L	326 mm	—
LNC-550-445C	80 L	445 mm	—
LNC-750-445C	80 L	445 mm	—
LNC-850-465C	135 L	465 mm	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réservoir d'azote liquide pour la cryoconservation d'échantillons biologiques (cellules, sperme, embryons).