

Cryomicrotome (cryostat) MT-C3000

Réf. : MT-C3000



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-C3000
Écran	Écran tactile LCD couleur 10"
Plage d'épaisseur de coupe	0,5–100 µm
Réglage de l'épaisseur de coupe	0,5–5 µm (pas 0,5) ; 5–20 µm (pas 1) ; 20–50 µm (pas 2) ; 50–100 µm (pas 5)
Plage d'épaisseur de dégrossissage	5–600 µm
Réglage du dégrossissage	5–50 µm (pas 5) ; 50–100 µm (pas 10) ; 100–600 µm (pas 50)
Taille max de l'échantillon	55×80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cryomicrotome (cryostat) à écran tactile LCD couleur 10" d'utilisation simple, pour la coupe d'échantillons congelés.