


Cuve d'électrophorèse horizontale ET-H01

Réf. : ET-H01

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Épaisseur de gel	1 & 1.5mm
Peigne d'échantillons	6,11samples
Capacité tampon	300ml
Dimensions (L×P×H) (mm)	180×90×70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve d'électrophorèse pour la séparation de protéines et d'acides nucléiques sur gel.