


Cuve d'électrophorèse horizontale ET-H02

Réf. : ET-H02

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Épaisseur de gel	1 & 1.5mm
Peigne d'échantillons	2+3, 6+13, 8+18,11+25 samples
Capacité tampon	700ml
Dimensions (L×P×H) (mm)	270×140×80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve d'électrophorèse pour la séparation de protéines et d'acides nucléiques sur gel.