

Cuve d'électrophorèse horizontale ET-H03I

Réf. : ET-H03I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Épaisseur de gel	1.0mm
Peigne d'échantillons	14, 18, 26 samples
Longueur d'onde (lumière bleue)	470nm
Capacité tampon	800ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve d'électrophorèse pour la séparation de protéines et d'acides nucléiques sur gel.