


Cuve d'électrophorèse horizontale ET-H04

Réf. : ET-H04

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Peigne d'échantillons	26, 52 samples (can range guns and add samples)
Capacité tampon	1600ml
Dimensions (L×P×H) (mm)	420×270×85

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve d'électrophorèse pour la séparation de protéines et d'acides nucléiques sur gel.