

Cuve d'électrophorèse de séquençage ET-S02

Réf. : ET-S02

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Plateau de gel (Lxl) (mm)	340×300
Capacité tampon	1500ml
Peigne d'échantillons	68, 100 teeth (The gun for adding samples can be used.)
Dimensions (LxP×H) (mm)	430×180×360

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve d'électrophorèse de séquençage pour gels haute résolution.