


Cuve d'électrophorèse verticale ET-V01

Réf. : ET-V01

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Peigne d'échantillons	10, 15 samples
Nombre de gels	1-2 pcs
Épaisseur de gel	Standard 1.0mm, optional 0.75 & 1.5mm
Capacité tampon	700ml
Dimensions (L×P×H) (mm)	150×120×130

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve d'électrophorèse pour la séparation de protéines et d'acides nucléiques sur gel.