


Cuve d'électrophorèse verticale ET-V03

Réf. : ET-V03

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Peigne d'échantillons	20, 34, 50 samples (optional gun sampling)
Épaisseur de gel	1.0mm
Capacité tampon	1500ml
Dimensions (L×P×H) (mm)	420×130×190

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve d'électrophorèse pour la séparation de protéines et d'acides nucléiques sur gel.