

Cuve d'électrophorèse verticale ET-V04

Réf. : -

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Peigne d'échantillons	10 samples
Nombre de gels	1-4 pcs
Épaisseur de gel	Standard 1.0mm, optional 0.75 & 1.5mm
Capacité tampon	1000ml
Dimensions (L×P×H) (mm)	180×130×130

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve d'électrophorèse pour la séparation de protéines et d'acides nucléiques sur gel.