

Cytocentrifugeuse

Réf. : CFG-3Cyto

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse max	FCR max	Capacité
CFG-3Cyto	3 000 tr/min	730 ×g	0.5 mL×6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La cytocentrifugeuse est un équipement essentiel des laboratoires d'immuno-hématologie, banques de sang, facultés de médecine et instituts de recherche. Elle sert principalement aux expériences sérologiques sur les érythrocytes, au test de Coombs et à l'analyse des antigènes et anticorps.

Caractéristiques :

Commande par microprocesseur, moteur CC sans balais pour un fonctionnement stable, faible bruit et précision de vitesse élevée.

Interface à écran tactile

fonctionnement programmable et stockage automatique des données.

Afficheur LED, interface conviviale.

Conversion en temps réel vitesse / RCF.

Dispositif d'auto-verrouillage, sécurité du couvercle, protection anti-survitesse et alarme automatique pour un fonctionnement sûr.