

Défibrillateur externe automatisé (DAE) ED-A3 / ED-A1

Réf. : ED-A3 • ED-A1

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ED-A3	ED-A1
Onde	Biphasique exponentielle tronquée	Biphasique exponentielle tronquée
Énergie max.	360 J	200 J
Séquence (enfant)	10–100 J	50 J
Séquence (adulte)	100–360 J	150 / 200 J
Temps de charge	4 s à 200 J ; 7 s à 360 J (batterie neuve)	6 s à 150 J ; 8 s à 200 J (batterie neuve)
Modes	Adulte, enfant	Adulte, enfant
Guidage	Vocal intelligent + LED	Vocal intelligent + LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application :

Le DAE est un équipement essentiel pour le traitement d'urgence de l'arrêt cardiaque.

Caractéristiques :

Guidage vocal entièrement intelligent + éclairage LED (double guidage).

Multiples protections de sécurité intelligentes identification précise de l'impédance humaine, etc.

Modes adulte et enfant, onde biphasique exponentielle tronquée.