

Défibrillateur externe automatisé (DAE) ED-5S

Réf. : ED-5S



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ED-5S
Onde	Biphasique exponentielle tronquée
Énergie max.	200 J
Séquence (enfant)	50 / 50 / 75 J
Séquence (adulte)	100 / 150 / 200 J
Temps de charge	<6 s à 150 J ; <8 s à 200 J (batterie neuve, 25 °C)
Modes	Adulte, enfant
Auto-test	Quotidien, hebdomadaire, mensuel
Invites	Vocales étendues + visuelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Communication de données

le logiciel de stockage prend en charge la réception et la gestion des données du DAE.

Gestion des cas

archivage et consultation des données sélectionnées.

Onde biphasique exponentielle tronquée, modes adulte et enfant, invites vocales et visuelles étendues.