

Défibrillateur biphasique avec moniteur ED-8000C

Réf. : ED-8000C

18 MONTH
WARRANTY

CE



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ED-8000C
Écran	TFT couleur haute résolution 7" (800×480)
Onde	Biphasique
Monitorage	FC, PNI, SpO ₂ , température, énergie délivrée
ECG	Câble 3 ou 5 dérivations, palettes
Vitesse de balayage	12,5 / 25 / 50 mm/s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'ED-8000C est un défibrillateur externe à onde bidirectionnelle polyvalent, intégrant une technologie de défibrillation éprouvée qui analyse le rythme cardiaque. Écran TFT couleur haute résolution 7" (800×480), monitoring FC/PNI/SpO₂/température et énergie délivrée, ECG 3 ou 5 dérivations, vitesses de balayage 12,5/25/50 mm/s.