

Défibrillateur biphasique ED-8000D

Réf. : ED-8000D



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ED-8000D
Écran	TFT couleur haute résolution 7" (800×480)
Onde	Biphasique
Affichage	FC, dérivation, alarme, énergie délivrée
ECG	Câble 3 ou 5 dérivations, palettes
Vitesse de balayage	12,5 / 25 / 50 mm/s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'ED-8000D est un défibrillateur externe à onde bidirectionnelle polyvalent, intégrant une technologie de défibrillation éprouvée. Écran TFT couleur haute résolution 7" (800×480), affichage de la fréquence cardiaque, de la dérivation, de l'alarme et de l'énergie délivrée, ECG 3 ou 5 dérivations, vitesses de balayage 12,5/25/50 mm/s.