

Défibrillateur / moniteur biphasique ED-8000A

Réf. : ED-8000A

18 MONTH
WARRANTY

CE



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ED-8000A
Onde	Biphasique
Type	Défibrillation externe manuelle asynchrone
Énergie max.	360 J
Sélection d'énergie	0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 J
Temps de charge	<10 s à 360 J
Invites	Vocales et visuelles
Palettes	Externes adulte/pédiatriques réutilisables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'ED-8000A est un défibrillateur cardiaque bidirectionnel polyvalent. Il intègre une technologie de défibrillation éprouvée qui analyse le rythme cardiaque. Défibrillation externe manuelle asynchrone, onde biphasique, énergie sélectionnable (0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 J), charge en moins de 10 s à 360 J, invites vocales et visuelles.